

## SpO2 senzor dospělý, kolíček, Datex



ALSD-DTX-KA

Recenze: Nehodnoceno

[Zeptejte se na bližší informace o produktu](#)

Popis produktu

### Parametry produktu

- Typ pacienta: Dospělý
- délka: 300cm

### Kompatibilita

- Datex : AS/3
- Datex : Cardiocap 2
- Datex : Cardiocap 5
- Datex : CS/3
- Datex : S/3
- Datex : S/5
- Datex : S/5 Light
- Datex : Satlite